

A photograph of three children running on a green grassy field. In the foreground, a young girl with long brown hair, wearing a yellow ruffled shirt and pink shorts, is smiling and running towards the camera. Behind her, a boy in a red shirt is also running. To the right, another girl in a blue tank top and black shorts is running. The background is a soft-focus green field. There are several small white flower icons and dots scattered in the upper left area of the image.

DAWiD

*zdrowe, modne i wygodne
buty ze znakiem zdrowej stopy*

WYRÓB MEDYCZNY



ortopedka.pl

953

uszytnienie sięgające lekko ponad kostkę
elastyczna podeszwa z obcasem Thomasa
skóra naturalna licowa
przystosowane do wklejenia wkładki ortopedycznej

DAWiD

953 SL
19-30



953 RC
19-30



953 SZ
19-30



953 G
19-30



953 BR
19-30



950 .. 2

uszytnienie sięgające wysoko ponad kostkę
elastyczna podeszwa z obcasem Thomasa
skóra naturalna licowa
przystosowane do wklejenia wkładki ortopedycznej

951 S
25-30
952 S
31-32



950 RC
19-24
951 RC
25-30
952 RC
31-36



951 SZ
25-30
952 SZ
31-32



950 G
19-24
951 G
25-30
952 G
31-36



1241 .. 3

usztywnienie sięgające wysoko ponad kostkę
elastyczna podeszwa z obcasem Thomasa
skóra naturalna licowa, kryte palce
przystosowane do wklejenia wkładki ortopedycznej

1241 RC
19-24

1242 RC
25-30

1243 RC
31-32



1241 G
19-24

1242 G
25-30

1243 G
31-32



zdrowe obuwie

miękką pianką na kostkach i w kołnierzu

elastyczną podeszwą antypoślizgową

szttywny zapiętek

wysoką cholewką

obcas Thomasa

skórzaną wyściółką

wygodne zapięcie



 **ortopedka.pl**

UWAGA

WYRÓB MEDYCZNY



Informujemy, że obuwie profilaktyczne naszej firmy wprowadzone do obrotu od dnia 08.04.2013 spełnia wymagania zasadnicze Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz.U. 2011, Nr 16, poz.74) i Dyrektywy Rady 93/42/EWG (92/42/EEC), z późniejszymi zmianami. Informacja dotyczy modeli 950, 951, 952, 953, 1041, 1042, 1043, 1014, 1015, 1016, 1241, 1242, 1243, 013T, 016T

1041 .. 3

sandały profilaktyczne
usztynwienie sięgające lekko ponad kostkę
elastyczna podeszwa z obcasem Thomasa
skóra naturalna zamszowa

1041 RC
19-24

1042 RC
25-30

1043 RC
31-36



1041 FJ
19-24

1042 FJ
25-30

1043 FJ
31-32



1041 FC
19-24

1042 FC
25-30

1043 FC
31-32



1041 FU
19-24

1042 FU
25-30

1043 FU
31-32



1041 GRC
19-24

1042 GRC
25-30

1043 GRC
31-32



1041 GJ
19-24

1042 GJ
25-30

1043 GJ
31-36



1041 G
19-24

1042 G
25-30

1043 G
31-36



1041 SZ
19-24

1042 SZ
25-30

1043 SZ
31-32



1041 .. 3 FUSBET

1041 FSZ
19-24

1042 FSZ
25-30

1043 FSZ
31-36



1041 FFU
19-24

1042 FFU
25-30

1043 FFU
31-36



1041 FSF
19-24

1042 FSF
25-30

1043 FSF
31-36



1014 RC
19-24

1015 RC
25-30

1016 RC
31-36



1014 G
19-24

1015 G
25-30

1016 G
31-36



1014 SZFU
19-24

1015 SZFU
25-30

1016 SZFU
31-36



1014 SZ
19-24

1015 SZ
25-30

1016 SZ
31-36



1424 SZ
25-30

1425 SZ
31-36



1424 RC
25-30

1425 RC
31-36



1401 SZ
26-30

1402 SZ
31-36



1401 RC
25-30

1402 RC
31-36



1333 RC
26-30

1334 RC
31-36



1333 G
26-30

1334 G
31-36



usztynwienie sięgające lekko ponad kostkę,
elastyczna podeszwa z obcasem Thomasa,
skóra naturalna, wkładka profilowana



013 FT
19-24

1429 FT
25-28



013 RCT
19-24

1429 RCT
25-28



013 GT
19-24

1429 GT
25-28



016 GT
19-24

1430 GT
25-28



016 ST
19-24

1430 ST
25-28



016 SZT
19-24

1430 SZT
25-28



016 FT
19-24

1430 FT
25-28



obuwie zimowe

usztynwienie sięgające lekko ponad kostkę,
elastyczna podeszwa z obcasem Thomasa,
skóra naturalna,
ocieplenie z wełny naturalnej,
wkładka trójwarstwowa płaska



1484 GRC
21-24



1485 SZ
26-30

1486 SZ
31-36



1485 RC
26-30

1486 RC
31-36



1485 CZ
26-30

1486 CZ
31-36

WKŁADKI PROFILAKTYCZNE

P 01


Pelota metatarsalna

zmienia rozkład nacisków pod głowami kości śródstopia
(płaskostopie poprzeczne, zespół przeciążenia przedstopia,
choroba Mortona)




Zagłębienie pod piętę

stabilizuje prawidłowe ustawienie pięty
zastosowanie - tendencja do koślawienia pięty



Delikatne podparcie sklepienia podłużnego stopy

przeznaczenie - płaskostopie podłużne



P 02

Delikatne zagłębienie pod piętę

stabilizuje prawidłowe ustawienie pięty
zastosowanie - tendencja do koślawienia pięty



Delikatne podparcie sklepienia podłużnego stopy

przeznaczenie - płaskostopie podłużne




Pelota metatarsalna

zmienia rozkład nacisków pod głowami kości śródstopia
(płaskostopie poprzeczne, zespół przeciążenia przedstopia,
choroba Mortona)



PODESZWY



elastyczna podeszwa antypoślizgowa
z obcasem Thomasa i amortyzatorem pięty
stosowana w rozmiarach 25-36



elastyczna podeszwa antypoślizgowa
z obcasem Thomasa
stosowana w rozmiarach 19-24

Należy na bieżąco kontrolować zużycie podeszwy. Pozwala to na możliwie szybką reakcję w razie stwierdzenia dysfunkcji.
Mocniejsze zużycie podeszwy w oznaczonych miejscach może oznaczać:

DYSFUNKCJA
konieczność konsultacji z lekarzem


DYSFUNKCJA
możliwość korekcia wkładką

RYZYKO
możliwość korekcia wkładką

ZDROWA STOPA

WKŁADKI ORTOPEDYCZNE

stosowane głównie do leczenia zniekształceń
u dzieci leczonych z powodu stopy płasko-koślawej
i koślawości kolan.



P 03

model-klin supinujący stęp
materiał wierzchni - skóra blankowa
długość 3/4 stopy



P 04

model-WSN - półkorytko
materiał wierzchni - skóra blankowa
pełna długość stopy



Zakład Produkcji Obuwia DAWID
67-100 Nowa Sól, ul. Ciepiewska 9
tel. +48 887960928
tel. +48 683879646
e-mail: dawid@butydladzieci.pl

www.butydladzieci.pl