

DAWiD

*zdrowe, modne i wygodne
buty ze znakiem zdrowej stopy*



WYRÓB MEDYCZNY



ortopedka.pl

953

usztynwienie sięgające lekko ponad kostkę
elastyczna podeszwa z obcasem Thomasa
skóra naturalna licowa
przystosowane do wklejenia wkładki ortopedycznej

WYRÓB MEDYCZNY
ortopedka.pl

953 SL
19-30



953 RC
19-36



953 SZ
19-30



953 G
19-36



1241 .. 3

usztynwienie sięgające wysoko ponad kostkę
elastyczna podeszwa z obcasem Thomasa
skóra naturalna licowa, kryte palce
przystosowane do wklejenia wkładki ortopedycznej

1241 RC
19-24

1242 RC
25-30

1243 RC
31-36



1241 G
19-24

1242 G
25-30

1243 G
31-36



1333 .. 4

długie zakładki usztywniające, elastyczna szyta
podeszwa, skóra naturalna, wkładka profilowana



1333 RC
26-30

1334 RC
31-36

1333 G
26-30

1334 G
31-36



1333 SZ
26-30

1334 SZ
31-36



950 .. 2

uszytnienie sięgające wysoko ponad kostkę
elastyczna podeszwa z obcasem Thomasa
skóra naturalna licowa
przystosowane do wklejenia wkładki ortopedycznej

WYRÓB MEDYCZNY

© ortopedka.pl



951 S
25-30
952 S
31-32



950 RC
19-24
951 RC
25-30
952 RC
31-36



951 SZ
25-30
952 SZ
31-32



950 G
19-24
951 G
25-30
952 G
31-36

DAWiD



1041 .. 3

sandały profilaktyczne
uszytywnienie sięgające lekko ponad kostkę
elastyczna podeszwa z obcasem Thomasa
skóra naturalna zamszowa

1041 FJ
19-24

1042 FJ
25-30

1043 FJ
31-32



1041 FC
19-24

1042 FC
25-30

1043 FC
31-32



1041 RC
19-24

1042 RC
25-30

1043 RC
31-36



1041 TZ
19-24

1042 TZ
25-30

1043 TZ
31-32



1041 GRC
19-24

1042 GRC
25-30

1043 GRC
31-36



1041 GJ
19-24

1042 GJ
25-30

1043 GJ
31-36



1041 G
19-24

1042 G
25-30

1043 G
31-36



1041 SZ
19-24

1042 SZ
25-30

1043 SZ
31-32



1041 SZG
19-24

1042 SZG
25-30

1043 SZG
31-32



1041 SZN
19-24

1042 SZN
25-30

1043 SZN
31-32



1041 GZ
19-24

1042 GZ
25-30

1043 GZ
31-32



1041 TN
19-24

1042 TN
25-30

1043 TN
31-32



1041 C
19-24

1042 C
25-30

1043 C
31-32



1014 RC
19-24
1015 RC
25-30
1016 RC
31-36



1014 G
19-24
1015 G
25-30
1016 G
31-36



1014 SZFU
19-24
1015 SZFU
25-30
1016 SZFU
31-36



1014 SZ
19-24
1015 SZ
25-30
1016 SZ
31-36



1424 G
25-30
1425 G
31-36



1424 SZ
25-30
1425 SZ
31-36



1424 RC
25-30
1425 RC
31-36



1401 SZ
26-30
1402 SZ
31-36



1401 RC
25-30
1402 RC
31-36



1041 .. 3 FUSBET

WYRÓB MEDYCZNY

© ortopedka.pl

1041 FSZ
19-24
1042 FSZ
25-30
1043 FSZ
31-36



1041 FFU
19-24
1042 FFU
25-30
1043 FFU
31-36



1041 FSF
19-24
1042 FSF
25-30
1043 FSF
31-36



uszytnienie sięgające lekko ponad kostkę,
elastyczna podeszwa z obcasem Thomasa,
skóra naturalna, wkładka profilowana



016 GT
19-24

1430 GT
25-28

016 RC
19-24

1430 RC
25-28



016 ST
19-24

1430 ST
25-28



016 FT
19-24

1430 FT
25-28



016 SZT
19-24

1430 SZT
25-28



013 FT
19-24

1429 FT
25-28



013 RCT
19-24

1429 RCT
25-28



013 GT
19-24

1429 GT
25-28



obuwie zimowe

uszytnienie sięgające lekko ponad kostkę,
elastyczna podeszwa z obcasem Thomasa,
skóra naturalna,
ocieplenie z wełny naturalnej,
wkładka trójwarstwowa płaska

1484 SZ
21-24



1484 GRC
21-24



1485 SZ
26-30

1486 SZ
31-36



1485 RC
26-30

1486 RC
31-36



1485 CZ
26-30

1486 CZ
31-36



WKŁADKI PROFILAKTYCZNE

P 01



A. Delikatne zagłębienie pod piętę

stabilizuje prawidłowe ustawienie pięty
zastosowanie - tendencja do koślawienia pięty

B. Delikatne podparcie sklepienia podłużnego stopy

przeznaczenie - płaskostopie podłużne

C. Pelota metatarsalna

zmienia rozkład nacisków pod głowami kości śródstopia
(płaskostopie poprzeczne, zespół przeciążenia przedstopia, choroba Mortona)

P 02



P 05

Podpiętki zalecane do podtrzymywania
i stabilizowania prawidłowego ustawienia pięty



P 06

wkładki 3/4 - supinujące



WKŁADKA ORTOPEDYCZNA

stosowane głównie do leczenia zniekształceń

u dzieci leczonych z powodu stopy płasko-koślawej i koślawości kolan

P 04

model-WSN - półkorytka
materiał wierzchni - skóra blankowa
pełna długość stopy



PODESZWY



elastyczna podeszwa antypoślizgowa
z obcasem Thomasa i amortyzatorem pięty
stosowana w rozmiarach 25-36



elastyczna podeszwa antypoślizgowa
z obcasem Thomasa
stosowana w rozmiarach 19-24



**Mocniejsze zużycie podeszwy
w oznaczonych miejscach
może oznaczać:**

- **DYSFUNKCJA**
konieczność konsultacji z lekarzem
- **DYSFUNKCJA**
możliwość korekcja wkładką
- **RYZYKO**
możliwość korekcja wkładką
- **ZDROWA STOPA**

**Należy na bieżąco kontrolować zużycie podeszwy.
Pozwala to na możliwie szybką reakcję
w razie stwierdzenia dysfunkcji.**



zdrowe obuwie

Dobór rozmiaru obuwia



*prawidłowo
dopasowane*



za krótkie



za długie



www.butydladzieci.pl

Zakład Produkcji Obuwia DAWID
67-100 Nowa Sól, ul. Ciepelowska 9
tel. +48 887960928, tel. +48 683879646
e-mail: dawid@butydladzieci.pl